



Baden-Württemberg

LANDWIRTSCHAFTLICHES TECHNOLOGIEZENTRUM AUGUSTENBERG

Vorschrift zur Probenahme von Gärresten für mikrobiologische Untersuchungen

Hände waschen oder Handschuhe anziehen

Eimer mit fabrikneuer Folie¹⁾ auslegen oder
sauberen Eimer mit Spritzflasche²⁾ desinfizieren³⁾
und trocknen lassen⁴⁾

¹⁾ z. B. Abfallbeutel VWR # 129-1020

²⁾ z. B. VWR # 215-3339, Carl Roth # 5331.1

³⁾ z. B. 80% Ethanol oder 75% Isopropanol

⁴⁾ ggf. mit Einmal-Wischtüchern trocknen, z. B. Carl Roth # X213.1



Gärrest in den (ausgelegten) Eimer abfüllen

Mit Sterilem Probenbecher⁵⁾ Probe aus Eimer
schöpfen und Becher verschließen

⁵⁾ z. B. Probenschöpfer VWR # 331-0293, Carl Roth # HL43.1



Becher ggf. äußerlich abspülen/abwischen und
Stab entfernen

Becher beschriften

Becher in Plastiktüte⁶⁾ einpacken (um
Explosionsfolgen zu begrenzen)

⁶⁾ z. B. Entsorgungsbeutel Carl Roth # E706.1



Probe vorher angekündigt, kühl und schnell ins
Labor leiten; keinesfalls einfrieren

Rückfragen an mikrobiologie@ltz.bwl.de bzw.
0721 9468-194

Dr. W. Wagner, 25.01.23

Hinweise zum Datenschutz: <http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Datenschutz>

Neßlerstr. 25 · 76227 Karlsruhe · Telefon 0721 9468-0 · Telefax 0721 9468-112 · UstIdNr.: DE 251799199

poststelle@ltz.bwl.de · www.ltz-augustenberg.de